

Analysen p.a. Beispielszenarien* (250 Arbeitstage)	Preis je Analyse Fastmodus Listenpreis (informativ)	Preis** je Analyse Fastmodus DiaMed	Zuschlag je Analyse Variantmodus Diamed	Mehranalyse Fastmodus Diamed
5.000	3,87 €	2,69 €	0,92 €	0,72 €
7.500	3,01 €	2,00 €	0,92 €	0,72 €
10.000	2,40 €	1,57 €	0,92 €	0,72 €
15.000	2,01 €	1,29 €	0,92 €	0,72 €

*individuelle Szenarien, mit z. B. anderen Analysenzahlen, besprechen wir gerne in einer persönlichen Beratung

** Grundlage ist die Annahme von 5 Analysenserien p.d. – Mehrpreis jede weitere Analysenserie 2% auf den Fastmoduspreis

Konditionen der DiaMed eG gelten nur solange eine entsprechende Mitgliedschaft besteht.

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Es gelten die AGB der Axon Lab AG. Monatliche Akonto-Zahlung. Spitzabrechnung erfolgt auf Basis jährlicher Zählerstandermittlung. Bei Nutzung des Variant-Modus wird ein Zuschlag (siehe Tabelle) auf den Fast-Modus abgerechnet. Einzelmessungen in größerer Zahl sind hierbei nicht vorgesehen – dafür steht Ihnen unser Atellica DCA System zu Verfügung. Mehranalysen siehe Tabelle. Exklusive Probennehmer und EDV-Anbindung.

Ihr Vertragspartner: Axon Lab AG • Heinrich-Otto-Strasse 1 • 73262 Reichenbach/Stuttgart • Telefon: 07153 / 9226-0 • www.axonlab.com
E-Mail: info@axonlab.de

- Ich wünsche weitere Informationen zum ADAMS HA-8190V. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
- Ich wünsche den Besuch eines Verkaufsmitarbeiters.
- Ich bin Mitglied der DiaMed eG.
- Ich möchte Mitglied der DiaMed eG werden. Bitte lassen Sie mir den Antrag zukommen.

Titel, Vorname, Name _____

Praxisanschrift _____

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) _____

Telefonnummer _____ Faxnummer _____

Mailadresse _____

Datum, Unterschrift _____

Praxisstempel

Mir ist bekannt und ich willige ausdrücklich ein, dass die DiaMed eG meine Daten verarbeitet, Art. 4 DSGVO, und zum Zwecke der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses an das genannte Unternehmen weiterleitet. Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass die DiaMed eG. meine Daten zur Information per E-Mail oder für Newsletter bzw. sonstige fachbezogene Werbung nutzt, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Meine Rechte als Betroffene/r sind mir bekannt. Weitere Hinweise zum Datenschutz und die Datenschutzerklärung der DiaMed eG finde ich auf der Homepage unter www.diamed-eg.de.

Impressum

Herausgeber: DiaMed eG • Genossenschaft für Leistungen im Bereich der Diabetes- und Stoffwechselheilkunde eG • Geschäftsstelle c/o med info GmbH • Hainenbachstr. 25
89522 Heidenheim • Tel.: 07321 9469114 • Fax: 07321 9469140 • info@diamed-eg.de • www.diamed-eg.de
Vorstand: Dr. Iris Dötsch, Dr. Nikolaus Scheper, Frank Wallbrecht; **Vorsitzender des Aufsichtsrates:** Toralf Schwarz
Bankverbindung: Kreissparkasse Heidenheim • BLZ 632 500 30 • Konto 46032465 • IBAN: DE76 6325 0030 0046 0324 65 • BIC: SOLADES1HDDH
Register: Genossenschaftsregister Ulm: Gnr 720081 • Ust-IdNr.: DE293378337 • Steuernr.: 64104/00781 **Bildnachweis:** Axon Lab AG

DiaMed

Von Diabetologen
für Diabetologen

Journal

DIAMED

in Kooperation mit

Axonlab

connecting ideas

ADAMS HA-8190V

Der HbA1c Analyzer (HPLC) der nächsten Generation

Goldstandard in der HbA1c-Diagnostik – HPLC Analyse in nur 24 Sekunden

- Höchste Präzision
- Niedriger VK < 1% – Einhaltung der engen Grenzen der RiliBÄK
- Keine säulengebundenen Reagenzien
- Wechsel der Reagenzien ohne Unterbrechung einer Analysenserie
- Cap Piercing - pipettiert aus geschlossenen Primärröhrchen
- Kapillarproben hämolysiert ohne Geräteumstellung messbar
- Ideal geeignet für den Hochdurchsatz – im Fast-Mode nur 24 Sekunden und im Variant-Mode nur 58 Sekunden pro Befund
- Keine Interferenzen der häufigsten Hb-Varianten HbC, HbS, HbD und HbE
- Angabe der Hb-Variante auf dem Befund ersichtlich und Ausgabe eines korrekten HbA1c-Resultates
- Keine Interferenzen bei Carbamylierten Proben und erhöhten HbF-Werten
- Kann EDTA, aber auch Heparin und NaF-Proben verarbeiten
- STAT-Modus – spezielle Einzelprobenhalterung erlaubt problemlose Messung einer Notfallprobe während des Rackbetriebs
- Der Adams misst absolut, d.h. Messung in mmol/mol (danach Umrechnung in %). Dies ist gem. IFCC der Goldstandard
- Zeitersparnis, da keine Barcode-Etiketten-Ausrichtung notwendig ist



Unser Angebot** für Diamed eG - Mitglieder

Für geringe Analysenzahlen steht Ihnen unser Atellica DCA System zu Verfügung

- » Nutzung des ADAMS HA-8190V über eine Vertragslaufzeit von 60 Monaten
- » Inklusive Wartung und Volls-service – **keine zusätzlichen Kosten bei bestimmungsgemäßer Nutzung**
- » Inklusive aller Reagenzien für die jeweils definierte Anzahl Analysen und Analysenserien
- » Inklusive RiliBÄK-konformer Kontrollen
- » Kostenlose Installation und Einarbeitung für zwei Personen (Fachpersonal)
- » Lieferung innerhalb Deutschlands (Aufschlag bei Lieferung auf dt. Inseln)
- » Bestellungen bequem über den Axonlab Webshop (auch Kundenportal mit wertvollen Informationen), per Mail oder per App – keine Faxbestellungen
- » Vor-Ort-Service durch ein Expertenteam von Field Service Engineers und Applikationsspezialisten, sowie eine Helpline für den 1st Level Support – **immer in Ihrer Nähe**